



足の疲れで
お悩みの
あなたへ。

この圧感、 本物志向。

足の疲れを癒すことにこだわり抜いた、
フットマッサージャー。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中、または出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
 - 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - 捻挫、肉離れなど炎症性の人
 - 椎間板ヘルニア症の人
 - 温度感覚喪失が認められる人
 - その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口の
ご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号

06-4793-0818

E-mail

フジ医療器ホームページのお問い合わせ
フォームにて受付けております。
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、

右記の販売店にご相談ください。

または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成27年4月現在のものです。

15.04.10M.BQ.AE.A [注文No.1367]

FUJIIRYŌKI

フットマッサージャー
KC-210

エアーマッサージ × 足裏ローラー


新圧感



momina
モミーナ エアー

むくみがちな ふくらはぎの だるさに!

ひざ下全体を包み込む、
しぼりもみエアーマッサージ。



6つのエアバッグで、
ギュギュッとひきしめる。

ふくらはぎ、足首、足先に、専用
のエアバッグを搭載。疲れが
たまりやすい部位を、しぼるよう
にもみほぐします。



じんわりほぐれる
足裏
ヒーター付
※ヒーターの感じ方には
個人差があります。

回転するローラーが、
足裏をグイグイ刺激。

足の甲をエアバッグで上から
包み込みながら、足裏をローラー
でぐいぐい刺激。同時マッサージ
で血行促進をサポートします。

足先の冷え・疲れに!

足の甲と足裏を同時にほぐす、
つかみ指圧マッサージ。



毎日のセルフケアに!

3つの「自動コース」&
5段階の「強弱調節」。

- **全 体**：脚全体をじっくり丁寧にもみほぐす。
- **つかみ指圧**：足先・足裏を心地よく刺激する。
- **しぼりもみ**：ふくらはぎを集中的にほぐして血行を促進。

強弱調節機能 5段階の強弱調節で自分に合った強さを設定。



Air
MOMONA フットマッサージャー
モミーナ エアー **KC-210**

■メーカー希望小売価格：オープン価格

- ▶ 本体寸法 (約)：幅×奥行×高さ：420mm×440mm×460mm
- ▶ 本体質量 (約)：約 7.0 kg ▶ 電源：AC100V (50/60Hz)
- ▶ 消費電力：50W (ヒーター：15W) ▶ 定格時間：20分 (タイマー：10分)
- ▶ 医療機器認証番号：227AKBZX00014000
- ▶ JAN コード：4951704134125



簡単ファスナー装着

効能・効果

あんま・マッサージの代用

疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉の
コリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解